



ООО «ЛАБТЕХ»

ИНН 7838073546, КПП 783801001

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19 н, оф. 85, комн. 2

Юр. адрес: 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д 4, лит А, оф. 85, комн. 2

+7 812 600 47 63, 8 921 918 4270

e-mail : commerce@labtex.bio

## Предметные стекла со шлифованным краем и двусторонней полосой для записи.

Материал изготовления: высококачественное белое стекло, не имеющее зеленого оттенка. Стекла однородные по всей поверхности, без пузырьков, трещин и других дефектов. Стекла не допускают искажений при микроскопическом исследовании препаратов. не подвергаются воздействию обычных лабораторных растворителей; устойчивы к царапанию; не прилипают друг к другу при складывании в стопку;

### Размеры:

Длина 76 мм. Допуск 1 мм

Ширина 26 мм. Допуск 1 мм

Толщина: 1 -1,2 мм.

Упаковка: 50 штук.

Тип кромки: шлифованная - 90 градусов.

Поле для маркировки :матовое, двустороннее

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10371

Код КТРУ : 32.50.50.000-00002399

Срок годности не ограничен

АРТИКУЛ	ФОТО
7107	