



ООО «ЛАБТЕХ»

ИНН 7838073546, КПП 783801001

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19 н, оф. 85, комн. 2

Юр. адрес: 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д 4, лит А, оф. 85, комн. 2

+7 812 600 47 63, 8 921 918 4270

e-mail : commerce@labtex.bio

## Микротомные лезвия Patho Cutter R (Япония)

За счет специальной технологии производителя лезвия самые менее подделываемые на рынке в отличие от других марок, которые научились воспроизводить китайцы.

Для изготовления лезвий используется высококачественная нержавеющая сталь.

В диспенсере имеется отдел для размещения отработанных лезвий. **Одного лезвия хватает, чтобы порезать не менее 20 парафиновых блоков.**

Размер лезвия: 0,254x8x80 мм. Упаковка: 50 штук.

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4871**

Код КТРУ : 32.50.13.190-00006972

Тип лезвия	Фото	Описание
Patho Cutter тип R		<b>Универсальные для твердых и всех типов тканей.</b>