



### ЕС500-2: ДОЗИРУЮЩАЯ КОНСОЛЬ

#### Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 345 x 641 x 405 mm

Зона подогрева 340 x 253 mm

Вес 20,5 Kg

#### Регулируемая температура

Резервуар для парафина 40-70 °С

Подогрев углублений для щипцов 40-70 °С

Щипцы с электрическим подогревом 60-75 °С

Объем резервуара для парафина 5 l.

Температура зоны охлаждения 5 °С

Аксессуары увеличительное стекло

Ножной переключатель

Щипцы с электрическим подогревом.  
Тонкий конец: 1, 2 and 4 mm



### ЕС500-3: НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

#### Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 340 x 623 x 395 mm

Хранилище кассет 269 x 510 x 88 mm

Съемные поддоны 262 x 175 x 55 mm

Хранилище форм 275 x 170 x 180 mm

Вес 16 kg

#### Регулируемая температура (через дозирующую консоль)

Хранилище кассет 40-70 °С

Хранилище форм 40-70 °С



### ЕС500-1: ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНСОЛЬ

#### Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 335 x 623 x 395 mm

Зона охлаждения 375 x 307 mm

Вес 24,5 kg

Регулируемая температура от 0 до -12 °С

### Especialidades Médicas Myr S.L

ISO 9001 / 13485 сертификат компании

C / Vidriers, 19 - 21, Pol. Ind. La Cometa 43700

El Vendrell, Spain

Тел. +34 977 66 8020

Факс. +34 977 66 8030

Почта. esp.medicas@myr.com.es

www.myr.com.es

#### Контакты локального дистрибьютера

ООО "ЛабтехБио"

моб./viber/whats app +7 921 918 42 70.

Тел./факс +7 812 600 47 53

Россия, 190098, Санкт-Петербург,  
Конногвардейский бульвар, д.19, оф. 85-2.

Эл. почта: commerce@labtech.bio,

www.labtech.bio

# Myr

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЛИВКИ В ПАРАФИН

# ЕС 500

### ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ БЛОКОВ

Универсальный функциональный дизайн  
для комфортного пользования



## МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ

# ЕС 500

## ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ БЛОКОВ

Универсальный функциональный дизайн для комфортного пользования

### РАБОЧАЯ ЗОНА

**Инновационный дизайн и функциональность для разных видов работ**

Нагретые рабочие поверхности теплоизолированы со стороны оператора и имеют эргономичную форму. Просторная отапливаемая рабочая зона с антибликовыми белыми светодиодными лампами.

Регулируемый дозатор для парафина, подходящий для размещения «мега-кассет» и «супер-мегакассет». Встроенный восковой триммер. Биопсийный материал могут быть залиты в любое время, даже в «режиме ожидания».

### ХРАНИЛИЩА И РЕЗЕРВУАРЫ

**Эргономичность и функциональность для более удобной обработки**

Два независимо нагреваемых хранилища большой емкости, для форм и кассет. 5-литровая емкость для парафина гарантирует непрерывную работу даже при большом размере образца. Избыточный парафин направляется в легко опорожняющиеся ящики для отходов, удобно расположенные с передней стороны.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

**Универсальная конфигурация для повышения удобства использования**

Понятная, удобная клавиатура для программирования и настройки рабочих параметров. Автоматический таймер позволяет экономить энергию за счет автоматического включения и выключения с помощью автоматического расчета индивидуального времени предварительного нагрева.



### ДОЗИРУЮЩАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-2

- Пятилитровый резервуар для парафина
- Ручка для регулировки подачи парафина
- Подача парафина может регулироваться вручную (сенсорная панель) или с помощью педального переключателя (аксессуар)
- Регулируемая подставка для парафина для размещения «Мега кассет» и «Супер Мега кассет»
- Белая светодиодная подсветка
- 8 отапливаемых отверстий для щипцов
- Два встроенных парафиновых триммера
- Охлаждающая поверхность интегрирована в рабочее пространство
- 2 передних ящика для избыточного парафина
- Встроенный разъем для электрических щипцов с подогревом
- Увеличительное стекло с большим полем (аксессуар)

### ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-1

- Большая охлаждающая поверхность для до 60 кассет / форм
- Регулировка температуры от 0 до -12°C
- Стабильное распределение температуры по всей поверхности.
- возможно размещение справа и слева от дозирующей консоли
- Возможна автономная работа

### ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-3

- Совместима с корзинами от любого обычного устройства для заливки образцов
- Кассетное хранилище большой емкости, укомплектованное 2мя съемными лотками, вмещающими 2 корзины (200 кассет) или 3 корзины без лотка (300 кассет)
- Выступающая крышка отдела хранения кассет
- Хранение пресс-форм вместимостью более 300 штук
- Работа возможна только при подключении к устройству заливки.

