



ООО «ЛАБТЕХ»  
ИНН 7838073546, КПП 783801001  
Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19 н, оф. 85, комн. 2  
Юр. адрес: 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д 4, лит А, оф. 85, комн. 2  
+7 812 600 47 63, 8 921 918 4270  
e-mail : commerce@labtex.bio

## Набор для ручной окраски из 3 и 12 сосудов.

**Производитель: Nantong Mevid Life Scientific Co., Ltd. Jiangsu, China**

Набор для ручной окраски позволяет упростить часть стандартных этапов окрашивания, а также оптимизировать расход реагентов.

### 1. Набор для окраски из 12 сосудов.

КОД	КОМПЛЕКТ
SS112	12 сосудов
SS103	3 сосуда



В комплект входит 12 резервуаров объемом 250 мл, а также удобные защелкивающиеся крышки, предотвращающие испарение реагентов и снижающие их расход. Резервуары и крышки изготовлены из АБС-пластика – материала, который устойчив к воздействию большинства растворителей, используемых в паталогоанатомической практике (например, ксилол, изопарафины, лимонен). Их можно подвергать автоматической мойке.

Держатель для 24 стекол из АБС-пластика снабжен ручкой и сделан таким образом, чтобы стекла погружались в резервуар полностью. Подставка точно подходит по размеру к резервуару и не препятствует закрыванию крышки, что позволяет избежать испарения реагента.

### 2. Набор для окраски из 3 сосудов.



Модель с 3

резервуарами по 250 мл. Выполнена из нержавеющей стали, резиновые ножки для большей стабильности.