



В 103 ШКАФ ДЛЯ АРХИВИРОВАНИЯ БЛОКОВ

Технические характеристики В103

Шкаф из прочного металлопрофиля. Рассчитан на 15 000 гистологических блоков. Габариты 1295*450*478 мм. Возможность масштабирования прочной металлической конструкции в высоту, при этом каждый новый модуль высотой 430 мм дает дополнительный объем 5000 блоков.

Сведения о составных элементах Шкафа приведены в таблице:

№	Наименование	Толщина материала	Материал	Марка
1	Корпус	0.80mm	Сталь	GB710
2	Ящик	0.80mm	Сталь	GB710
3	Дверца Ящика	2mm	ABS	757
4	Основание	0.80mm	Сталь	GB710

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 478x450x1295.

Размер платформы на 4 колесах со стопором 475x450 мм.