



В 101 ШКАФ ДЛЯ АРХИВИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

Технические характеристики E101

Шкаф из прочного металлопрофиля. Рассчитан на 65 000 предметных стёкол. Габариты 1620*403*478 мм. Возможность масштабирования прочной металлической конструкции в высоту, при этом каждый новый модуль высотой 135 мм дает дополнительный объем 5500 стекол.

No	Наименование	Толщина материала	Материал	Марка
1	Корпус	0.80mm	Сталь	GB710
2	Ящик	0.80mm	Сталь	GB710
3	Дверца Ящика	2mm	ABS	757
4	Основание	0.80mm	Сталь	GB710

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1620x403x478.

Размер платформы на 4 колесах со стопором 475x400 мм