



ООО «ЛАБТЕХ»

ИНН 7838073546, КПП 783801001

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19 н, оф. 85, комн. 2

Юр. адрес: 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д 4, лит А, оф. 85, комн. 2

+7 812 600 47 63, 8 921 918 4270

e-mail : commerce@labtex.bio

Средство для обработки образцов LTB-заменитель орто-ксилола на основе деароматизированных алифатических углеводородов.



R6- 1L132-1	Средство для обработки образцов LTB «принадлежность к автомату гистологической проводки, РЗН 2021/15145
--------------------	--

Назначение: Готовый к применению безопасный растворитель для депарафинизации срезов. Полноценный заменитель ксилола в любых методиках проводки и окраски.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
1. Внешний вид	Абсолютно прозрачный раствор без каких либо примесей и запаха.
2. Состав	Смесь алифатических углеводородов деароматизированных.
Срок годности	24 месяца
Код ОКПД 2 : Код химического реагента	20.59.52.199
Применение	В протоколах проводки и окраски использовать средство вместо ксилола.



ООО «ЛАБТЕХ»

ИНН 7838073546, КПП 783801001

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19 н, оф. 85, комн. 2

Юр. адрес: 190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д 4, лит А, оф. 85, комн. 2

+7 812 600 47 63, 8 921 918 4270

e-mail : commerce@labtex.bio
